



DENTAL HI TEC

Innovation en anesthésie dentaire

Les dates clés

1997

Création de DHT – Mise sur le marché de QuickSleeper

2000

Mise sur le marché de SleeperOne & Certification ISO 9001 et EN 46001

2002

Mise sur le marché de QuickSleeper 2 / Aiguilles Transcort& Certification

2003

ISO 9001: 2000 et ISO 13485 : 2003

2006


Mise sur le marché de QuickSleeper 3 et SleeperOne 2 / Aiguilles Intralig-S

2008

Aiguilles DHT 30G-16mm / 30G-9mm / 27G-12mm
QuickSleeper réalise l'anesthésie ostéocentrale

2010

Mise sur le marché de QuickSleeper 4



DENTAL HI TEC

SleeperOne : Anesthésies muqueuses



[illegible]



DENTAL HI TEC

Le QuickSleeper permet de réaliser des anesthésies intraosseuses dont les **anesthésies ostéocentrales**

Anesthésie ostréocentrale : Dépôt du produit anesthésique à proximité des apex dans une zone très vascularisée. L'anesthésie ostéocentrale s'affranchit des contraintes des anesthésies classiques et offre une efficacité incomparable.

La diffusion dans l'os spongieux permet d'anesthésier immédiatement jusqu'à **8 dents** avec **un seul point d'injection** et sans **engourdissement**.

Ce type d'anesthésie est :

Rapide / Immédiat

Confortable / Simple

Sans échec


Sans engourdissement

Sans suite post-opératoire



DENTAL HI TEC

Aiguilles 



biseau spécifique